

## Información general

**Nombre de producto:** TUBOS PARA CULTIVO CON TAPÓN DE PP

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Vidrio borosilicato 5.1.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Ø Exterior (MM)	Longitud (mm)	Unidades (Pack)
0200155130	13	100	1000
0200155160	16	100	1000
0200155161	16	125	1000

## Ficha de producto

Ref.	Ø Exterior (MM)	Longitud (mm)	Unidades (Pack)
0200155162	16	150	1000
0200155200	20	125	500
0200155201	20	150	500



## General Information

**Product name:** CULTURE TUBES, THREADED, WITH PP SCREW CAP

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

Borosilicate glass 5.1.

## Picture



## Technical Information

Ref.	Ø Exterior (MM)	Length (mm)	Units (Pack)
0200155130	13	100	1000
0200155160	16	100	1000
0200155161	16	125	1000

## Product datasheet

Ref.	∅ Exterior (MM)	Length (mm)	Units (Pack)
0200155162	16	150	1000
0200155200	20	125	500
0200155201	20	150	500

