

Información general

Nombre de producto: TUBOS NESSLER

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Para colorimetría.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø Exterior (MM)	Longitud (mm)	Aforado (ML)
0100151001	24	180	50
0100151002	24	180	25-50
0100151003	28	280	100
0100151004	28	280	50-100

General Information

Product name: NESSLER TUBES

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

For colorimetry.

Picture



Technical Information

Ref.	Ø Exterior (MM)	Length (mm)	Mark at (ML)
0100151001	24	180	50
0100151002	24	180	25-50
0100151003	28	280	100
0100151004	28	280	50-100