

Información general

Nombre de producto: TUBOS DE NITRÓGENO SCHLENK HEMBRA, LLAVE RECTA, GRADUADOS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Llave	Capacidad (ML)	Esmerilado Hembra
0100151400	Vidrio	25	19/26
0100151402	Vidrio	50	19/26
0100151404	Vidrio	100	19/26
0100151406	Vidrio	250	19/26
0100151408	Vidrio	500	29/32

General Information

Product name: SCHLENK NITROGEN TUBES, SOCKET, STRAIGHT STOPCOCK, GRADUATED

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Picture



Technical Information

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Socket Joint
0100151400	GLASS	25 ML	19/26
0100151402	GLASS	50 ML	19/26
0100151404	GLASS	100 ML	19/26
0100151406	GLASS	250 ML	19/26
0100151408	GLASS	500	29/32