

Información general

Nombre de producto: REACTORES ESFÉRICOS CON CAMISA

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø Ext. Reactor (mm)	Ø Int. Reactor (mm)	Conector	Capacidad (ML)	Altura Total (mm)	DN Boca
0100802500	105	85	GL14	250	155	60
0100802502	131	105	GL14	500	180	60
0100802504	165	131	GL14	1000	215	60

Ficha de producto

Ref.	Ø Ext. Reactor (mm)	Ø Int. Reactor (mm)	Conector	Capacidad (ML)	Altura Total (mm)	DN Boca
0100802512	206	165	GL18	2000	260	100
0100802514	236	206	GL18	4000	295	100
0100802516	280	236	GL18	6000	340	100
0100802524	280	236	GL18	6000	355	150
0100802532	350	275	KF15	10000	420	200



General Information

Product name: SPHERICAL REACTION VESSELS, WITH JACKET

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Picture



Technical Information

Ref.	Vessel Outer Ø (mm)	Vessel Inner Ø (mm)	Connector	Capacity (ML)	Total Height (mm)	Laboratory Flange DN
0100802500	105	85	GL14	250 ML	155	60
0100802502	131	105	GL14	500	180	60
0100802504	165	131	GL14	1000 ML	215	60

Product datasheet

Ref.	Vessel Outer Ø (mm)	Vessel Inner Ø (mm)	Connector	Capacity (ML)	Total Height (mm)	Laboratory Flange DN
0100802512	206	165	GL18	2000 ML	260	100
0100802514	236	206	GL18	4000	295	100
0100802516	280	236	GL18	6000	340	100
0100802524	280	236	GL18	6000	355	150
0100802532	350	275	KF15	10000	420	200

