

Información general

Nombre de producto: PICNÓMETRO GAY-LUSSAC CON TERMÓMETRO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Con termómetro 10-35°C/0,2°C; esmerilado 10/19. Disponible con o sin calibración.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)	Calibración
0100521701	10	Calibrado con certificado individual
0100521702	25	Calibrado con certificado individual
0100521703	50	Calibrado con certificado individual
0100521704	100	Calibrado con certificado individual

General Information

Product name: PICNÓMETRO GAY-LUSSAC CON TERMÓMETRO

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Picture



Technical Information

Ref.	Capacity (ML)	Calibration
0100521701	10 ML	Adjusted with single certificate
0100521702	25 ML	Adjusted with single certificate
0100521703	50 ML	Adjusted with single certificate
0100521704	100 ML	Adjusted with single certificate