

Información general

Nombre de producto: VISCOSÍMETRO CANNON-FENSKE PARA LÍQUIDOS OPACOS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Para líquidos opacos. Modelo 34-C, construido según las normas ASTM D-445, D-446 e IP71. Incluye boletín de calibrado.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Serie	Constante Aprox. (a 40°C)	Intervalo (Centistokes)
30P34025	25	0.002	0.5-2
30P34050	50	0.004	0.8-4

Ficha de producto

Ref.	Serie	Constante Aprox. (a 40°C)	Intervalo (Centistokes)
30P34075	75	0.008	1.6-8
30P34100	100	0.015	3-15
30P34150	150	0.035	7-35
30P34200	200	0.1	20-100
30P34300	300	0.25	50-200
30P34350	350	0.5	100-500
30P34400	400	1.2	240-1200
30P34450	450	2.5	500-2500
30P34500	500	8	1600-8000
30P34600	600	20	4000-20000



General Information

Product name: CANNON-FENSKE ROUTINE VISCOMETER FOR OPAQUE LIQUIDS

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

For opaque liquids. Model 34-C. Manufactured according to ASTM D-445, D-446 and IP71 norms. With calibration report.

Picture



Technical Information

Ref.	Size	Constant approx. (40°C)	Kinematic (Centistokes)
30P34025	25	0.002	0.5-2
30P34050	50	0.004	0.8-4

Product datasheet

Ref.	Size	Constant approx. (40°C)	Kinematic (Centistokes)
30P34075	75	0.008	1.6-8
30P34100	100	0.015	3-15
30P34150	150	0.035	7-35
30P34200	200	0.1	20-100
30P34300	300	0.25	50-200
30P34350	350	0.5	100-500
30P34400	400	1.2	240-1200
30P34450	450	2.5	500-2500
30P34500	500	8	1600-8000
30P34600	600	20	4000-20000

