

Información general

Nombre de producto: VISCOSÍMETRO UBBELOHDE

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fabricado según las normas UNE 400313, ASTM D 445-446, ASTM 2515 e ISO 3104-3105.
Incluye boletín de calibrado.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Tipo	Intervalo (Centistokes)
30P37036	0C	0.6-3
30P37046	0B	1-5
30P37058	1	2-10
30P37078	1C	6-30
30P37103	2	20-100

Ficha de producto

Ref.	Tipo	Intervalo (Centistokes)
30P37136	2C	60-300
30P37183	3	200-1000
30P37243	3C	600-3000
30P37327	4	2000-10000



Elija un bloque de creación.

Product datasheet

General Information

Product name: UBBELOHDE VISCOMETER

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

According to UNE 400313, ASTM D 445-446, ASTM 2515 and ISO 3104-3105. With calibration report.

Picture



Technical Information

Elija un bloque de creación.

Product datasheet

Ref.	Type	Kinematic (Centistokes)
30P37036	0C	0.6-3
30P37046	0B	1-5
30P37058	1	2-10
30P37078	1C	6-30
30P37103	2	20-100
30P37136	2C	60-300
30P37183	3	200-1000
30P37243	3C	600-3000
30P37327	4	2000-10000



Elija un bloque de creación.