

Información general

Nombre de producto: APARATO PARA DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Compuesto por las siguientes piezas:

- Matraz Erlenmeyer 100 ml (ref. 0100121043)
- Tubo en "U" (ref. 0100625820)
- Cuerpo central (ref. 0100625830)
- Pinza para rótula (ref. 0100625840)

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Características
0100625800	Completo / Complete

General Information

Product name: APPARATUS FOR ARSENIC DETERMINATION

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Includes the following products:

- Erlenmeyer flask 100 ml (ref. 0100121043)
- U tube (ref. 0100625820)
- Central body (ref. 0100625830)
- Clamp for socket (ref. 0100625840)

Picture



Technical Information

Ref.	Features
0100625800	Completo / Complete