

## Información general

**Nombre de producto:** APARATO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ VOLÁTIL EN VINOS


**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Compuesto por la siguientes piezas:

- Matraz esférico 60 ml (ref. 0100626210)
- Pieza con embudo 24 ml (ref. 0100626220)
- Refrigerante 10 cm útil (ref. 0100626230)
- Probeta 24 ml con 4 aforos (ref. 0100626240)

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Características
0100626200	Completo / Complete

## General Information

**Product name:** APPARATUS FOR VOLATILE ACIDITY DETERMINATION IN WINE


**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

Includes the following products:

- Flask, round bottom 60 ml (ref. 0100626210)
- Adapter with funnel (ref. 0100626220)
- Condenser 10 cm (ref. 0100626230)
- Cylinder 24 ml with 4 marks (ref. 0100626240)

## Picture



## Technical Information

Ref.	Features
0100626200	Completo / Complete