

Información general

Nombre de producto: AP. ACIDEZ VOLÁTIL - PIEZA ADAPTADOR CON EMBUDO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Capacidad (mL): 24

Esm. M: 14/23 (x2)

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Características	Capacidad (ML)	Esmerilado Macho
0100626220	Pieza con embudo	24	2 x 14/23

General Information

Product name: VOLATILE ACIDITY APP. - ADAPTER PIECE WITH FUNNEL


Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Capacity (mL): 24

Esm. M: 14/23 (x2)

Picture



Technical Information

Ref.	Features	Capacity (ML)	Cone Joint
0100626220	Adapter with funnel	24	2 x 14/23