

Información general

Nombre de producto: GRADILLAS AGUJERO CUADRADO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Esterilizables en autoclave. Fácilmente desmontables para su almacenamiento.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Tubo diámetro (MM)	Capacidad de tubos (Nº Tubos)
10GPCB2130	30	21
10GPCB2425	25	24
10GPCB4020	20	40
10GPCB6016	16	60
10GPCB9013	13	90

General Information

Product name: TEST TUBE RACKS, SQUARE HOLES

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Autoclavable. Easy disassembly for storage.

Picture



Technical Information

Ref.	Tube diameter (MM)	Tubes Capacity (Nº Tubes)
10GPCB2130	30	21
10GPCB2425	25	24
10GPCB4020	20	40
10GPCB6016	16	60
10GPCB9013	13	90