

Información general

Nombre de producto: PINZAS PARA BURETAS Y TUBOS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

En metal cromado. Puntas recubiertas de PVC.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Para diámetro (MM)	Características
10PBCN0012	7 a 25	Con nuez
10PBCN0020	7 a 25	Sin nuez

General Information

Product name: CLAMPS FOR TUBES AND BURETTES

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Made from chromed metal. Prongs covered in PVC.

Picture



Technical Information

Ref.	For diameter (MM)	Features
10PBCN0012	7 to 25	With bosshead
10PBCN0020	7 to 25	Without bosshead