

Información general

Nombre de producto: CONO DE SEDIMENTACIÓN IMHOFF

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Graduación: 0 - 2 mL: subdivisiones de 0,1 mL

2 - 10 mL: 0,5 mL

10 - 40 mL: 1 mL

40 - 100 mL: 2 mL

100 - 1000 mL: sin subdivisiones

Material: Vidrio borosilicato 3.3

Fotografía



Datos técnicos

| Ref. | Características | Capacidad (ML) |
|------------|-----------------|----------------|
| 0100523700 | Sin llave | 1000 |

General Information

Product name: SEDIMENTATION CONE, IMHOFF TYPE

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

0 - 2 mL: 0,1 mL subdivisions

2 - 10 mL: 0,5 mL

10 - 40 mL: 1 mL

40 - 100 mL: 2 mL

100 - 1000 mL: without subdivisions

Material: borosilicate glass 3.3

Picture



Technical Information

| Ref. | Features | Capacity (ML) |
|------------|------------------|---------------|
| 0100523700 | Without stopcock | 1000 ML |