

Información general

Nombre de producto: TUBOS DE CULTIVO CELULAR CON TAPÓN DE ROSCA

Fecha Rev.: Feb 06, 2025

Detalles:

Los tubos de cultivo celular están fabricados con vidrio de borosilicato. Cuentan con un tapón roscado de baquelita con junta de PTFE. Además de esto son:

Esterilizables, reutilizables y cuentan con alta resistencia química,

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø Exterior (MM)	Longitud con tapón total (MM)	Nº Tapón	Capacidad Aprox. (ML)	Unidades (Pack)
0100153420	16	100	15	10	10
0100153423	16	160	15	20	10
0100153440	18	100	18	15	10
0100153445	18	180	18	25	10
0100153660	20	100	20	20	10
0100153667	20	200	20	40	10
0100153680	22	100	22	25	10
0100153689	22	200	22	55	10



General Information

Product name: CULTURE TUBES, SCREW CAP

Rev. Date: Feb 06, 2025

Details:

Culture Tubes are made of borosilicate glass and feature a screw cap made of Bakelite with a PTFE liner. They are sterilizable, reusable, and highly chemically resistant.

Picture



Technical Information

Ref.	Ø Exterior (MM)	Total legth with screw cap (MM)	Thread Finish	Capacity Approx. (ML)	Units (Pack)
0100153420	16	100	15	10	10
0100153423	16	160	15	20	10
0100153440	18	100	18	15	10
0100153445	18	180	18	25	10
0100153660	20	100	20	20	10
0100153667	20	200	20	40	10
0100153680	22	100	22	25	10
0100153689	22	200	22	55	10

