

Información general

Nombre de producto: BURETAS DE SOBREMESA CLASE A, ÁMBAR - REPUESTO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fotografía



Datos técnicos

| Ref. | Llave | Capacidad (ML) | Tolerancia (\pm ML) | Subdivisiones (ML) |
|--------------|-------------|----------------|------------------------|--------------------|
| 0100492324AM | PTFE Cónica | 10 | ± 0.02 | 0.05 |
| 0100492327AM | PTFE Cónica | 25 | ± 0.05 | 0.1 |
| 0100492328AM | PTFE Cónica | 50 | ± 0.05 | 0.1 |
| 0100492524AM | Vidrio | 10 | ± 0.02 | 0.05 |

Ficha de producto

| Ref. | Llave | Capacidad (ML) | Tolerancia (\pm ML) | Subdivisiones (ML) |
|--------------|------------|----------------|------------------------|--------------------|
| 0100492527AM | Vidrio | 25 | ± 0.05 | 0.1 |
| 0100492528AM | Vidrio | 50 | ± 0.05 | 0.1 |
| 0100492724AM | PTFE Aguja | 10 | ± 0.02 | 0.05 |
| 0100492727AM | PTFE Aguja | 25 | ± 0.05 | 0.1 |
| 0100492728AM | PTFE Aguja | 50 | ± 0.05 | 0.1 |



General Information

Product name: BURETTES AUTOMATIC ZERO, CLASS A, SPARE PART - AMBER

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Picture



Technical Information

| Ref. | Stopcock | Capacity (ML) | Tolerance (\pm ML) | Subdivisiones (ML) |
|--------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 0100492324AM | CONICAL PTFE | 10 ML | ± 0.02 | 0.05 |
| 0100492327AM | CONICAL PTFE | 25 ML | ± 0.05 | 0.1 |
| 0100492328AM | CONICAL PTFE | 50 ML | ± 0.05 | 0.1 |
| 0100492524AM | GLASS | 10 ML | ± 0.02 | 0.05 |

Product datasheet

| Ref. | Stopcock | Capacity (ML) | Tolerance (\pm ML) | Subdivisiones (ML) |
|--------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 0100492527AM | GLASS | 25 ML | ± 0.05 | 0.1 |
| 0100492528AM | GLASS | 50 ML | ± 0.05 | 0.1 |
| 0100492724AM | PTFE NEEDLE | 10 ML | ± 0.02 | 0.05 |
| 0100492727AM | PTFE NEEDLE | 25 ML | ± 0.05 | 0.1 |
| 0100492728AM | PTFE NEEDLE | 50 ML | ± 0.05 | 0.1 |

