

## Información general

**Nombre de producto:** BURETAS DESMONTABLES DE SOBREMESA CLASE A - SET COMPLETO

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Con frasco de llenado.

## Fotografía



## Datos técnicos

| Ref.       | Tipo de llave | Capacidad (ML) | Tolerancia ( $\pm$ ML) | Subdivisiones (ML) |
|------------|---------------|----------------|------------------------|--------------------|
| 0100492364 | PTFE cónica   | 10             | $\pm 0.02$             | 0.05               |
| 0100492367 | PTFE cónica   | 25             | $\pm 0.05$             | 0.1                |
| 0100492368 | PTFE cónica   | 50             | $\pm 0.05$             | 0.1                |

## Ficha de producto

| Ref.       | Tipo de llave | Capacidad (ML) | Tolerancia ( $\pm$ ML) | Subdivisiones (ML) |
|------------|---------------|----------------|------------------------|--------------------|
| 0100492564 | Vidrio        | 10             | $\pm 0.02$             | 0.05               |
| 0100492567 | Vidrio        | 25             | $\pm 0.05$             | 0.1                |
| 0100492568 | Vidrio        | 50             | $\pm 0.05$             | 0.1                |
| 0100492764 | PTFE aguja    | 10             | $\pm 0.02$             | 0.05               |
| 0100492767 | PTFE aguja    | 25             | $\pm 0.05$             | 0.1                |
| 0100492768 | PTFE aguja    | 50             | $\pm 0.05$             | 0.1                |



## General Information

**Product name:** DETACHABLE BURETTES, AUTOMATIC ZERO, CLASS A - COMPLETE SET

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

With bottle.

## Picture



## Technical Information

| Ref.       | Stopcock     | Capacity (ML) | Tolerance ( $\pm$ ML) | Subdivisiones (ML) |
|------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 0100492364 | PTFE conical | 10 ML         | $\pm 0.02$            | 0.05               |
| 0100492367 | PTFE conical | 25 ML         | $\pm 0.05$            | 0.1                |
| 0100492368 | PTFE conical | 50 ML         | $\pm 0.05$            | 0.1                |

## Product datasheet

| Ref.       | Stopcock    | Capacity (ML) | Tolerance ( $\pm$ ML) | Subdivisiones (ML) |
|------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 0100492564 | Glass       | 10 ML         | $\pm 0.02$            | 0.05               |
| 0100492567 | Glass       | 25 ML         | $\pm 0.05$            | 0.1                |
| 0100492568 | Glass       | 50 ML         | $\pm 0.05$            | 0.1                |
| 0100492764 | PTFE needle | 10 ML         | $\pm 0.02$            | 0.05               |
| 0100492767 | PTFE needle | 25 ML         | $\pm 0.05$            | 0.1                |
| 0100492768 | PTFE needle | 50 ML         | $\pm 0.05$            | 0.1                |

