

Información general

Nombre de producto: BURETAS DAFERT CLASE B

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Ajuste automático del punto cero. Llave con dos perforaciones para un cambio sencillo de llenado a valoración. Con franja de Schellbach.

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Llave	Capacidad (ML)	Tolerancia (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100347425	PTFE Cónica	25	± 0.08	0.1
0100347450	PTFE Cónica	50	± 0.100	0.1

General Information

Product name: DAFERT BURETTES, CLASS B

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Automatic zeroing. Stopcock with two oblique bores for convenient switch from filling to titrating. With Schelbach stripe.

Made from borosilicate glass 3.3.

Picture



Technical Information

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100347425	CONICAL PTFE	25 ML	± 0.08	0.1
0100347450	CONICAL PTFE	50 ML	0.10 ML	0.1