

Información general

Nombre de producto: BURETAS DE SOBREMESA CLASE A, ÁMBAR - REPUESTO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Llave	Capacidad (ML)	Tolerancia (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100492324AM	PTFE Cónica	10	± 0.02	0.05
0100492327AM	PTFE Cónica	25	± 0.05	0.1
0100492328AM	PTFE Cónica	50	± 0.05	0.1
0100492524AM	Vidrio	10	± 0.02	0.05

Ficha de producto

Ref.	Llave	Capacidad (ML)	Tolerancia (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100492527AM	Vidrio	25	± 0.05	0.1
0100492528AM	Vidrio	50	± 0.05	0.1
0100492724AM	PTFE Aguja	10	± 0.02	0.05
0100492727AM	PTFE Aguja	25	± 0.05	0.1
0100492728AM	PTFE Aguja	50	± 0.05	0.1



General Information

Product name: BURETTES AUTOMATIC ZERO, CLASS A, SPARE PART - AMBER

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Picture



Technical Information

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100492324AM	CONICAL PTFE	10 ML	± 0.02	0.05
0100492327AM	CONICAL PTFE	25 ML	± 0.05	0.1
0100492328AM	CONICAL PTFE	50 ML	± 0.05	0.1
0100492524AM	GLASS	10 ML	± 0.02	0.05

Product datasheet

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100492527AM	GLASS	25 ML	± 0.05	0.1
0100492528AM	GLASS	50 ML	± 0.05	0.1
0100492724AM	PTFE NEEDLE	10 ML	± 0.02	0.05
0100492727AM	PTFE NEEDLE	25 ML	± 0.05	0.1
0100492728AM	PTFE NEEDLE	50 ML	± 0.05	0.1

