

## Información general

Nombre de producto: BURETAS DESMONTABLES DE SOBREMESA CLASE A - REPUESTO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Tipo de llave	Capacidad (ML)	Tolerancia ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100492354	PTFE cónica	10	$\pm 0.02$	0.05
0100492357	PTFE cónica	25	$\pm 0.05$	0.1
0100492358	PTFE cónica	50	$\pm 0.05$	0.1
0100492554	Vidrio	10	$\pm 0.02$	0.05

## Ficha de producto

Ref.	Tipo de llave	Capacidad (ML)	Tolerancia ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100492557	Vidrio	25	$\pm 0.05$	0.1
0100492558	Vidrio	50	$\pm 0.05$	0.1
0100492754	PTFE aguja	10	$\pm 0.02$	0.05
0100492757	PTFE aguja	25	$\pm 0.05$	0.1
0100492758	PTFE aguja	50	$\pm 0.05$	0.1



## General Information

**Product name:** DETACHABLE BURETTES, AUTOMATIC ZERO, CLASS A - SPARE PART

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

## Picture



## Technical Information

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance ( $\pm$ ML)	Subdivisions (ML)
0100492354	PTFE conical	10 ML	$\pm 0.02$	0.05
0100492357	PTFE conical	25 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492358	PTFE conical	50 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492554	Glass	10 ML	$\pm 0.02$	0.05

## Product datasheet

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100492557	Glass	25 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492558	Glass	50 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492754	PTFE needle	10 ML	$\pm 0.02$	0.05
0100492757	PTFE needle	25 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492758	PTFE needle	50 ML	$\pm 0.05$	0.1

