

Información general

Nombre de producto: BURETAS DESMONTABLES DE SOBREMESA CLASE A, ÁMBAR - REPUESTO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Tipo de llave	Capacidad (ML)	Tolerancia (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100492354AM	PTFE cónica	10	± 0.02	0.05
0100492357AM	PTFE cónica	25	± 0.05	0.1
0100492358AM	PTFE cónica	50	± 0.05	0.1
0100492554AM	Vidrio	10	± 0.02	0.05

Ficha de producto

Ref.	Tipo de llave	Capacidad (ML)	Tolerancia (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100492557AM	Vidrio	25	± 0.05	0.1
0100492558AM	Vidrio	50	± 0.05	0.1
0100492754AM	PTFE aguja	10	± 0.02	0.05
0100492757AM	PTFE aguja	25	± 0.05	0.1
0100492758AM	PTFE aguja	50	± 0.05	0.1



General Information

Product name: DETACHABLE BURETTES, AUTOMATIC ZERO, CLASS A, SPARE PART - AMBER

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Picture



Technical Information

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100492354AM	PTFE conical	10 ML	± 0.02	0.05
0100492357AM	PTFE conical	25 ML	± 0.05	0.1
0100492358AM	PTFE conical	50 ML	± 0.05	0.1
0100492554AM	Glass	10 ML	± 0.02	0.05

Product datasheet

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100492557AM	Glass	25 ML	± 0.05	0.1
0100492558AM	Glass	50 ML	± 0.05	0.1
0100492754AM	PTFE needle	10 ML	± 0.02	0.05
0100492757AM	PTFE needle	25 ML	± 0.05	0.1
0100492758AM	PTFE needle	50 ML	± 0.05	0.1

