

Información general

Nombre de producto: ADAPTADOR 2 CUELLOS ACODADO 75° C/ENTRADA TERMÓMETRO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Con entrada para termómetro.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Esmerilado Macho Inferior	Esmerilado Macho Lateral	Nº Rosca
0100221211	14/23	14/23	GL-18
0100221222	19/26	19/26	GL-18
0100221244	29/32	29/32	GL-18
0100221274	40/45	29/32	GL-18

General Information

Product name: ADAPTER 2 NECKS, BENT 75°, W/THERMOMETER INLET

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Picture



Technical Information

Ref.	Bottom Cone Joint	Side Cone Joint	Thread N°
0100221211	14/23	14/23	GL-18
0100221222	19/26	19/26	GL-18
0100221244	29/32	29/32	GL-18
0100221274	40/45	29/32	GL-18