

## Información general

Nombre de producto: BOLA KJELDAHL

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

**Detalles:**

Con boca esmerilada. Para impedir el paso de proyecciones. Recto.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Esmerilado Macho	Esmerilado Hembra
0100222911	14/23	14/23
0100222914	14/23	29/32
0100222922	19/26	19/26

## Ficha de producto

Ref.	Esmerilado Macho	Esmerilado Hembra
0100222932	24/29	19/26
0100222944	29/32	29/32



## General Information

**Product name:** SPLASH HEAD

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

## Picture



## Technical Information

Ref.	Cone Joint	Socket Joint
0100222911	14/23	14/23
0100222914	14/23	29/32
0100222922	19/26	19/26
0100222932	24/29	19/26

## Product datasheet

Ref.	Cone Joint	Socket Joint
0100222944	29/32	29/32

