

Información general

Nombre de producto: ADAPTADOR PARA DISTRIBUCIÓN M/H, ACODADO 105°

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, confiriendo a la pieza alta resistencia química y una mínima expansión térmica.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Esmerilado Hembra/Macho
0100225511	14/23
0100225522	19/26

Ficha de producto

Ref.	Esmerilado Hembra/Macho
0100225533	24/29
0100225544	29/32



General Information

Product name: DELIVERY ADAPTER, CONE/SOCKET, BENT 105°

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Produced in borosilicate 3.3 glass, giving the product a high chemical resistance and a minimal thermal expansion coefficient.

Picture



Technical Information

Ref.	Socket/Cone Joints
0100225511	14/23
0100225522	19/26

Product datasheet

Ref.	Socket/Cone Joints
0100225533	24/29
0100225544	29/32

