

Información general

Nombre de producto: COLUMNA MICRODESTILACIÓN CON REFRIGERANTE LIEBIG-WEST

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3.

Columna de microdestilación con refrigerante Liebig-West, con esmerilado hembra NS-14/23 para colocación de termómetro. El refrigerante dispone de conexión con olivas de vidrio.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Longitud refrigerante (mm)	Longitud útil columna (mm)	Esmerilados Macho	Esmerilado Hembra
0100221731	150	30	14/23	14/23
0100221761	150	60	14/23	14/23

General Information

Product name: MICRODESTILLATION COLUMN WITH LIEBIG-WEST CONDENSER

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Made of borosilicate glass 3.3.

Microdistillation column with Liebig-West condenser, with NS-14/23 socket for thermometer inlet. The condenser has connection with glass olives.

Picture



Technical Information

Ref.	Condenser length (mm)	Effective length column (mm)	Cone Joints	Socket Joint
0100221731	150	30	14/23	14/23
0100221761	150	60	14/23	14/23