

## Información general

Nombre de producto: COLUMNA LISA PARA RELLENO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Longitud útil (MM)	Esmerilado Hembra/Macho
0100236121	200	14/23
0100236131	300	14/23
0100236133	300	24/29
0100236134	300	29/32

## Ficha de producto

Ref.	Longitud útil (MM)	Esmerilado Hembra/Macho
0100236153	500	24/29
0100236154	500	29/32
0100236183	800	24/29
0100236184	800	29/32



## General Information

**Product name:** HEMPEL DISTILLATION COLUMN

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

## Picture



## Technical Information

Ref.	Useful length (MM)	Socket/Cone Joints
0100236121	200	14/23
0100236131	300	14/23
0100236133	300	24/29
0100236134	300	29/32

## Product datasheet

Ref.	Useful length (MM)	Socket/Cone Joints
0100236153	500	24/29
0100236154	500	29/32
0100236183	800	24/29
0100236184	800	29/32

