

## Información general

Nombre de producto: COLUMNA PARA CROMATOGRAFÍA CON PLACA POROSA

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Ø Interior (MM)	Capacidad Aprox. (ML)	Altura útil (MM)
0100340012	10	15	200
0100340023	15	50	300
0100340034	20	120	400
0100340045	25	235	500

## Ficha de producto

Ref.	Ø Interior (MM)	Capacidad Aprox. (ML)	Altura útil (MM)
0100340056	30	410	600
0100340068	40	980	800



## General Information

**Product name:** CHROMATOGRAPHY COLUMN WITH FRITTED DISC

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

## Picture



## Technical Information

Ref.	Ø ID (MM)	Capacity Approx. (ML)	Height (MM)
0100340012	10	15	200
0100340023	15	50	300
0100340034	20	120	400
0100340045	25	235	500

## Product datasheet

Ref.	Ø ID (MM)	Capacity Approx. (ML)	Height (MM)
0100340056	30	410	600
0100340068	40	980	800

