

Información general

Nombre de producto: COLUMNA PARA CROMATOGRAFÍA CON HENDIDURAS Y LLAVE PTFE

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø Interior (MM)	Longitud "L"; (MM)	Capacidad (ML)
0100340112	10	200	15
0100340122	15	200	35
0100340124	20	400	125
0100340136	30	600	430
0100340148	40	800	1000

General Information

Product name: CHROMATOGRAPHY COLUMN WITH INDENTS AND PTFE STOPCOCK

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Picture



Technical Information

Ref.	Ø ID (MM)	Length "L" (mm)	Capacity (ML)
0100340112	10	200	15
0100340122	15	200	35
0100340124	20	400	125
0100340136	30	600	430
0100340148	40	800	1000 ML