

Información general

Nombre de producto: VASOS DE PRECIPITADO FORMA BAJA

Fecha Rev.: Jul 11, 2023


Detalles:

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior.

Graduado (excepto 5 y 10 ml) y con pico.

Conforme a DIN 12331, ISO 3819.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)	Graduado	Unidades (Pack)
0200913801	5	No	1

Ficha de producto

Ref.	Capacidad (ML)	Graduado	Unidades (Pack)
0200913802	10	No	10
0200913803	25	Sí	10
0200913804	50	Sí	10
0200913805	100	Sí	10
0200913806	150	Sí	10
0200913808	250	Sí	10
0200913810	400	Sí	10
0200913812	600	Sí	10
0200913813	800	Sí	10
0200913814	1000	Sí	10
0200913815	2000	Sí	4
0200913816	3000	Sí	1
0200913818	5000	Sí	1



General Information

Product name: BEAKERS, LOW FORM

Rev. Date: Jul 11, 2023


Details:

Manufactured in borosilicate glass 3.3 of superior quality.

Graduated (except 5 and 10 ml) and with spout.

According to DIN 12331, ISO 3819.

Picture



Technical Information

Ref.	Capacity (ML)	Graduated	Units (Pack)
0200913801	5 ML	No	1

Product datasheet

Ref.	Capacity (ML)	Graduated	Units (Pack)
0200913802	10 ML	No	10
0200913803	25 ML	Yes	10
0200913804	50 ML	Yes	10
0200913805	100 ML	Yes	10
0200913806	150	Yes	10
0200913808	250 ML	Yes	10
0200913810	400	Yes	10
0200913812	600	Yes	10
0200913813	800	Yes	10
0200913814	1000 ML	Yes	10
0200913815	2000 ML	Yes	4
0200913816	3000 ML	Yes	1
0200913818	5000	Yes	1

