

## Información general

**Nombre de producto:** COLUMNA MICRODESTILACIÓN CON REFRIGERANTE LIEBIG-WEST

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3.

Columna de microdestilación con refrigerante Liebig-West, con esmerilado hembra NS-14/23 para colocación de termómetro. El refrigerantedispone de conexión con olivas de vidrio.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Longitud refrigerante (mm)	Longitud útil columna (mm)	Esmerilados Macho	Esmerilado Hembra
0100221731	150	30	14/23	14/23
0100221761	150	60	14/23	14/23

## General Information

**Product name:** MICRODESTILLATION COLUMN WITH LIEBIG-WEST CONDENSER

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

Made of borosilicate glass 3.3.

Microdistillation column with Liebig-West condenser, with NS-14/23 socket for thermometer inlet. The condenser has connection with glass olives.

## Picture



## Technical Information

Ref.	Condenser length (mm)	Effective length column (mm)	Cone Joints	Socket Joint
0100221731	150	30	14/23	14/23
0100221761	150	60	14/23	14/23