

## Información general

**Nombre de producto:** EXTRACTOR SOXHLET 50 ML

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Compuesto por las siguientes piezas:

- Cuerpo extractor 50 ml (ref. 0100322003)
- Refrigerante Dimroth (ref. 0100233614)
- Matraz fondo plano 100 ml (ref. 0100111042)

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Descripción
0100322030	Equipo completo

## General Information

**Product name:** EXTRACTION APPARATUS SOXHLET 50 ML.

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

Includes the following products:

- Extractor body 50 ml (ref. 0100322003)
- Dimroth condenser (ref. 0100233614)
- Flask, flat bottom 100 ml (ref. 0100111042)

## Picture



## Technical Information

Ref.	Description
0100322030	Complete set