

Información general

Nombre de producto: EMBUDO DE CARGA, SIN GRADUAR

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Con llave de vidrio o teflón y tapón de polietileno.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Tapón	Tipo de llave	Capacidad (ML)
0100238003	14/23	Vidrio	50
0100238004	19/26	Vidrio	100
0100238005	29/32	Vidrio	250

Ficha de producto

Ref.	Tapón	Tipo de llave	Capacidad (ML)
0100238006	29/32	Vidrio	500
0100238008	29/32	Vidrio	1000
0100238013	14/23	PTFE cónica	50
0100238014	19/26	PTFE cónica	100
0100238015	29/32	PTFE cónica	250
0100238016	29/32	PTFE cónica	500
0100238018	29/32	PTFE cónica	1000
0100238023	14/23	PTFE aguja	50
0100238024	19/26	PTFE aguja	100
0100238025	29/32	PTFE aguja	250
0100238026	29/32	PTFE aguja	500
0100238028	29/32	PTFE aguja	1000



General Information

Product name: DROPPING FUNNEL WITHOUT SCALE

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

With glass or PTFE stopcock and polyethylene stopper.

Picture



Technical Information

Ref.	Stopper	Stopcock	Capacity (ML)
0100238003	14/23	Glass	50 ML
0100238004	19/26	Glass	100 ML
0100238005	29/32	Glass	250 ML

Product datasheet

Ref.	Stopper	Stopcock	Capacity (ML)
0100238006	29/32	Glass	500
0100238008	29/32	Glass	1000 ML
0100238013	14/23	PTFE conical	50 ML
0100238014	19/26	PTFE conical	100 ML
0100238015	29/32	PTFE conical	250 ML
0100238016	29/32	PTFE conical	500
0100238018	29/32	PTFE conical	1000 ML
0100238023	14/23	PTFE needle	50 ML
0100238024	19/26	PTFE needle	100 ML
0100238025	29/32	PTFE needle	250 ML
0100238026	29/32	PTFE needle	500
0100238028	29/32	PTFE needle	1000 ML

