

## Información general

**Nombre de producto:** FRASCO CILÍNDRICO GRADUADO CON SALIDA INFERIOR

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Con boca sin esmerilar. Salida lateral inferior con llave PTFE aguja a rosca. Con cabeza roscada GL-45.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)
0100723800	5000
0100723900	10000
0100724000	20000

## General Information

**Product name:** CYLINDRICAL BOTTLES WITH BOTTOM OUTLET, GRADUATED

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

Threaded mouth, not ground. Bottom lateral outlet with threaded needle PTFE stopcock. With GL-45 threaded cap. Graduated

## Picture



## Technical Information

Ref.	Capacity (ML)
0100723800	5000
0100723900	10000
0100724000	20000