

## Información general

**Nombre de producto:** FRASCO ISO GRADUADO CON TAPA ROSCADA PP - ÁMBAR

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Zona de escritura. Tapas roscadas GL intercambiables y anillos de vertido. Esterilizable a 180°C.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Tapa/Color	Capacidad (ML)	Nº Rosca
0200161208	Azul	25	GL-25
0200161210	Azul	50	GL-32
0200161212	Azul	100	GL-45

## Ficha de producto

Ref.	Tapa/Color	Capacidad (ML)	Nº Rosca
0200161222	Azul	250	GL-45
0200161232	Azul	500	GL-45
0200161242	Azul	1000	GL-45
0200161244	Azul	2000	GL-45
0200161246	Azul	3800	GL-45
0200161247	Azul	5000	GL-45
0200161270	Azul	10000	GL-45
0200161280	Azul	20000	GL-45



## General Information

**Product name:** ISO LABORATORY BOTTLE WITH PP SCREW CAP, GRADUATED - AMBER

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

Write-on patch. With GL interchangeable screw cap and pouring ring. Sterilizable at 180 °C.

## Picture



## Technical Information

Ref.	Tapa/Color	Capacity (ML)	Thread N°
0200161208	Azul	25 ML	GL-25
0200161210	Azul	50 ML	GL-32
0200161212	Azul	100 ML	GL-45

## Product datasheet

Ref.	Tapa/Color	Capacity (ML)	Thread N°
0200161222	Azul	250 ML	GL-45
0200161232	Azul	500	GL-45
0200161242	Azul	1000 ML	GL-45
0200161244	Azul	2000 ML	GL-45
0200161246	Azul	3800	GL-45
0200161247	Azul	5000	GL-45
0200161270	Azul	10000	GL-45
0200161280	Azul	20000	GL-45

