

Información general

Nombre de producto: FRASCOS CON CUELLO ESTRECHO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

- Para múltiples aplicaciones.
- Flexibles, fabricados en LDPE (polietileno de baja densidad).
- Tapa a rosca.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Dimensiones (MM)	Capacidad (ML)	Nº Rosca	Unidades (Pack)
10FRCE0010	26 x 45.5	10	GL-14	10
10FRCE0020	32 x 57	20	GL-14	10
10FRCE0030	35 x 66	30	GL-14	10
10FRCE0050	40 x 84	50	GL-18	10

Ficha de producto

Ref.	Dimensiones (MM)	Capacidad (ML)	Nº Rosca	Unidades (Pack)
10FRCE0100	45 x 102	100	GL-18	10
10FRCE0250	60 x 138	250	GL-25	10
10FRCE0500	75 x 169	500	GL-25	10
10FRCE1000	95 x 212	1000	GL-28	10
10FRCE2000	120 x 260	2000	GL-28	10



General Information

Product name: BOTTLES WITH NARROW NECK, FROM LDPE

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

- For multiple applications.
- Flexible, made from LDPE (low density polyethylene).
- With screw cap.

Picture



Technical Information

Ref.	Dimensions (MM)	Capacity (ML)	Thread N°	Units (Pack)
10FRCE0010	26 x 45.5	10 ML	GL-14	10
10FRCE0020	32 x 57	20	GL-14	10
10FRCE0030	35 x 66	30	GL-14	10
10FRCE0050	40 x 84	50 ML	GL-18	10
10FRCE0100	45 x 102	100 ML	GL-18	10

Product datasheet

Ref.	Dimensions (MM)	Capacity (ML)	Thread N°	Units (Pack)
10FRCE0250	60 x 138	250 ML	GL-25	10
10FRCE0500	75 x 169	500	GL-25	10
10FRCE1000	95 x 212	1000 ML	GL-28	10
10FRCE2000	120 x 260	2000 ML	GL-28	10

