

Información general

Nombre de producto: VIALES ROSCA GL-18 CON TAPÓN CON JUNTA PE

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Viales de fondo plano fabricados en vidrio borosilicato 5.1, con tapón a rosca GL-18. Vidrio transparente.

El tapón proporcionado tiene junta de polietileno.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)	Nº Rosca	Unidades (Pack)
10VIAL2036	5	GL-18	225
10VIAL2338	7.5	GL-18	180
10VIAL2348	12	GL-18	180
10VIAL2372	20	GL-18	171

General Information

Product name: SCREW THREAD GL-18 VIALS WITH PE-LINED CAP

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Flat bottom vials made of borosilicate glass 5.1, with screw cap GL-18. Clear glass.

The provided cap has a polyethylene liner.

Picture



Technical Information

Ref.	Capacity (ML)	Thread N°	Units (Pack)
10VIAL2036	5 ML	GL-18	225
10VIAL2338	7.5	GL-18	180
10VIAL2348	12	GL-18	180
10VIAL2372	20	GL-18	171