

## Información general

**Nombre de producto:** VIALES ROSCA GL-18 CON TAPÓN CON JUNTA PE - ÁMBAR

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Viales de fondo plano fabricados en vidrio borosilicato 5.1, con tapón a rosca GL-18. Vidrio ámbar.

El tapón proporcionado tiene junta de polietileno.

## Fotografía



## Datos técnicos

| Ref.         | Capacidad (ML) | Nº Rosca | Unidades (Pack) |
|--------------|----------------|----------|-----------------|
| 10VIAL2036AM | 5              | GL-18    | 225             |
| 10VIAL2338AM | 7.5            | GL-18    | 180             |
| 10VIAL2348AM | 12             | GL-18    | 180             |
| 10VIAL2372AM | 20             | GL-18    | 153             |

## General Information

**Product name:** SCREW THREAD GL-18 VIALS WITH PE-LINED CAP - AMBER

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

Flat bottom vials made of borosilicate glass 5.1, with screw cap GL-18. Amber glass.

The provided cap has a polyethylene liner.

## Picture



## Technical Information

| Ref.         | Capacity (ML) | Thread N° | Units (Pack) |
|--------------|---------------|-----------|--------------|
| 10VIAL2036AM | 5 ML          | GL-18     | 225          |
| 10VIAL2338AM | 7.5           | GL-18     | 180          |
| 10VIAL2348AM | 12            | GL-18     | 180          |
| 10VIAL2372AM | 20            | GL-18     | 153          |