

## Información general

**Nombre de producto:** VIALES ROSCA GL-18 CON TAPÓN CON JUNTA PTFE

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Viales de fondo plano fabricados en vidrio borosilicato 5.1, con tapón a rosca GL-18. Vidrio transparente.

El tapón proporcionado tiene junta de PTFE/silicona.

## Fotografía



## Datos técnicos

| Ref.       | Capacidad (ML) | Nº Rosca | Unidades (Pack) |
|------------|----------------|----------|-----------------|
| 10VINE2036 | 5              | GL-18    | 225             |
| 10VINE2338 | 7.5            | GL-18    | 180             |
| 10VINE2348 | 12             | GL-18    | 180             |
| 10VINE2372 | 20             | GL-18    | 171             |

## General Information

**Product name:** SCREW THREAD GL-18 VIALS WITH PTFE-LINED CAP

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

Flat bottom vials made of borosilicate glass 5.1, with screw cap GL-18. Clear glass.

The provided cap has a PTFE/silicone septum.

## Picture



## Technical Information

| Ref.       | Capacity (ML) | Thread N° | Units (Pack) |
|------------|---------------|-----------|--------------|
| 10VINE2036 | 5 ML          | GL-18     | 225          |
| 10VINE2338 | 7.5           | GL-18     | 180          |
| 10VINE2348 | 12            | GL-18     | 180          |
| 10VINE2372 | 20            | GL-18     | 171          |