

Información general

Nombre de producto: VIALES ROSCA GL-18 SIN TAPÓN - ÁMBAR

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Viales de fondo plano fabricados en vidrio borosilicato 5.1, con rosca GL-18. Vidrio ámbar.

Pueden suministrarse con tapones de junta de polietileno o de PTFE.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)	Nº Rosca	Unidades (Pack)
10VIGL2036AM	5	GL-18	225
10VIGL2338AM	7.5	GL-18	180
10VIGL2348AM	12	GL-18	180
10VIGL2372AM	20	GL-18	153

General Information

Product name: SCREW THREAD GL-18 VIALS WITHOUT CAP - AMBER

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Flat bottom vials made of borosilicate glass 5.1, with GL-18 thread. Amber glass.

Can be supplied with caps with polyethylene or PTFE liners.

Picture



Technical Information

Ref.	Capacity (ML)	Thread N°	Units (Pack)
10VIGL2036AM	5 ML	GL-18	225
10VIGL2338AM	7.5	GL-18	180
10VIGL2348AM	12	GL-18	180
10VIGL2372AM	20	GL-18	153