

Información general

Nombre de producto: GRASA ALTO VACÍO. MOLYKOTE DUPONT

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Para uso con presiones de hasta 10⁻⁶ mmHg. Esta grasa no se derrite y ha sido compuesta para la lubricación y sellado de esmerilados y llaves en sistemas de alto vacío. Sobresaliente estabilidad frente al calor en el rango de -40 a +200 °C.

Envase: 50 gr

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Características
0200981001	Envase 50 gr

General Information

Product name: high-vacuum-grease-dow-corning

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

For use at pressures down to 10⁻⁶ mmHg. This non-melting grease has been compounded for lubricating and sealing ground glass joints and stopcocks in high vacuum systems. Outstanding heat stability over the range -40 to 200 °C.

Tube: 50 gr

Picture



Technical Information

Ref.	Features
0200981001	Tube 50 gr