

## Información general


**Nombre de producto:** BOLSAS CON CIERRE DE SEGURIDAD BANDA BLANCA

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Con bandas blancas para escribir e identificar su contenido. Para muestras sólidas en polietileno transparentes. Alta resistencia, para introducir muestras del ámbito del laboratorio como tubos, escobillones, etc. PE.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Dimensiones (MM)	Unidades (Pack)
10BCSF0061	120 x 180	1000
10BCSF0081	160 x 220	1000

## General Information

**Product name:** GRIP SEAL BAGS WITH WRITE-ON PANEL


**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

With write-on panels to write and identify their contents. High resistance, for solid samples in the laboratory such as tubes, brushes, etc.

Transparent, from PE.

## Picture



## Technical Information

Ref.	Dimensions (MM)	Units (Pack)
10BCSF0061	120 x 180	1000
10BCSF0081	160 x 220	1000