

## Información general

**Nombre de producto:** SEMI GUANTE SILICONA

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Protector para vasos, Erlenmeyer, etc., ideal para coger objetos fríos o calientes, resistente desde -55 a 260°C; tiene unas ventosas semicirculares que les hace tener una adherencia muy superior a los convencionales.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Medidas (MM)
10GPVB0100	190 x 100

## General Information

**Product name:** GLOVE, SILICONE RUBBER

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

Ideal for taking cold or hot objects, resistant from -55 to 260°C. It has some very adherent semicircular suckers, more than conventional.

## Picture



## Technical Information

Ref.	Dimensions (MM)
10GPVB0100	190 x 100