

Información general

Nombre de producto: PARAFILM 100 MM X 38 METROS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Lámina termoplástica para sellar recipientes: matraces, vasos, tubos cultivo, etc.

Para unas temperaturas de límite uso de -45°C hasta +50°C.

Se amolda a superficies irregulares, pudiéndose estirar hasta un 200%.

Fotografía



Datos técnicos

| Ref. | Longitud (M) | Ancho (mm) |
|------------|--------------|------------|
| 10PAPF0010 | 38 | 100 |

General Information

Product name: PARAFILM SEALING FILM

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Two-way stretch sealing film for flasks, beakers, culture tubes, etc.

Temperature range from -45°C up to +50°C.

Clings around irregular shapes and surfaces, stretches up to 200%.

10 MM X 38 M.

Picture



Technical Information

| Ref. | Length (M) | Width (mm) |
|------------|------------|------------|
| 10PAPF0010 | 38 | 100 |