

Información general

Nombre de producto: PORTAOBJETOS, CANTOS ESMERILADOS, BANDA MATE

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Con banda mate y cantos esmerilados.

Medidas: 25,4x76,2 mm

Marca LABGILLS. Vidrio extra transparente. Espesor 0,80/1,00 mm. Hoja de papel protector entre cada portaobjetos.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Unidades (Pack)
10POBM7626	50

General Information

Product name: MICROSCOPE SLIDES, GROUND EDGES, FROSTED END

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

With frosted end, ground edges.

Size: 25.4x76.2 mm

LABGILLS brand. Extra transparent glass. Thickness 0.80/1.00 mm. Protector paper sheet between each slide.

Picture



Technical Information

Ref.	Units (Pack)
10POBM7626	50