

Información general

Nombre de producto: VARILLAS AGITADORAS MAGNÉTICAS APLANADAS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Revestidas en PTFE.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø (MM)	Longitud (mm)	Unidades (Pack)
10VAMP0106	6	10	10
10VAMP0125	4.5	12	10
10VAMP0156	6	15	10

Ficha de producto

Ref.	∅ (MM)	Longitud (mm)	Unidades (Pack)
10VAMP0206	6	20	10
10VAMP0207	7	20	10
10VAMP0256	6	25	10
10VAMP0308	7	30	1
10VAMP0408	8	40	10
10VAMP0508	8	50	10
10VAMP0608	10	60	5
10VAMP7010	10	70	5
10VAMP8010	10	80	5



General Information

Product name: MAGNETIC STIRRING BARS, FLATTENED

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

PTFE coated.

Picture



Technical Information

Ref.	Ø (MM)	Length (mm)	Units (Pack)
10VAMP0106	6	10	10
10VAMP0125	4.5	12	10
10VAMP0156	6	15	10

Product datasheet

Ref.	∅ (MM)	Length (mm)	Units (Pack)
10VAMP0206	6	20	10
10VAMP0207	7	20	10
10VAMP0256	6	25	10
10VAMP0308	7	30	1
10VAMP0408	8	40	10
10VAMP0508	8	50	10
10VAMP0608	10	60	5
10VAMP7010	10	70	5
10VAMP8010	10	80	5

