

Información general


Nombre de producto: TUBOS DE CENTRÍFUGA ASTM, FORMA CÓNICA, GRADUADOS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fondo cónico, puede ser usado a velocidades superiores a RFC 700.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Longitud (mm)	Designación ASTM	Capacidad (ML)
0100497100	198	D91	100
0100497110	164	D96	100

General Information


Product name: ASTM CENTRIFUGE TUBES, CONICAL SHAPE, GRADUATED

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

With conical bottom, it can be used up to RCF 700

Picture



Technical Information

Ref.	Length (mm)	Number ASTM	Capacity (ML)
0100497100	198	D91	100 ML
0100497110	164	D96	100 ML