

Información general

Nombre de producto: TUBOS DIGESTIÓN KJELDAHL TIPO TECATOR/GERHARDT

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Compatible con los sistemas de digestión Gerhardt y Tecator. Fabricados en vidrio borosilicato 3.3.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø X Altura (MM)
0100141040	42x300

General Information

Product name: KJELDAHL DIGESTION TUBES, TECATOR/GERHARDT

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Compatible with digestion systems Gerhardt and Tecator. Made of borosilicate 3.3 glass.

Picture



Technical Information

Ref.	Ø X Height (MM)
0100141040	42x300