

Información general

Nombre de producto: TUBOS DE ENSAYO, BOCA ESMERILADA

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Con boca esmerilada. Vidrio borosilicato.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø Exterior (MM)	Longitud (mm)	Capacidad Aprox. (ML)	Esmerilado
0100152010	13	100	5	10/19
0100152112	17	125	15	14/23
0100152113	17	140	20	14/23

Ficha de producto

Ref.	Ø Exterior (MM)	Longitud (mm)	Capacidad Aprox. (ML)	Esmerilado
0100152215	22	150	30	19/26
0100152317	28	175	60	24/29
0100152420	34	200	100	29/32



General Information

Product name: TEST TUBES, NS JOINT

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

With ground joint. Borosilicate glass.

Picture



Technical Information

Ref.	Ø Exterior (MM)	Length (mm)	Capacity Approx. (ML)	Joint
0100152010	13	100	5	10/19
0100152112	17	125	15	14/23
0100152113	17	140	20	14/23

Product datasheet

Ref.	Ø Exterior (MM)	Length (mm)	Capacity Approx. (ML)	Joint
0100152215	22	150	30	19/26
0100152317	28	175	60	24/29
0100152420	34	200	100	29/32

