

Información general

Nombre de producto: TUBOS NESSLER, CON PICO DE VERTIDO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Para colorimetría.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø Exterior (MM)	Longitud (mm)	Aforado (ML)
0100151011	26	150	50
0100151012	26	150	25-50
0100151013	32	200	100
0100151014	32	200	50-100

Product datasheet

General Information

Product name: NESSLER TUBES, WITH SPOUT

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

For colorimetry.

Picture



Technical Information

Ref.	Ø Exterior (MM)	Length (mm)	Mark at (ML)
0100151011	26	150	50
0100151012	26	150	25-50
0100151013	32	200	100
0100151014	32	200	50-100