

Información general

Nombre de producto: TUBOS PARA ENTRADA DE GASES, CON LLAVE

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Para entrada de gases; con llave de aguja PTFE de regulación fina.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø Oliva (MM)	Longitud de tubo (mm)	Esmerilado
0100252611	10-11	250	14/23
0100252621	10-11	250	19/26
0100252641	10-11	250	29/32

General Information

Product name: GAS INLET TUBES, WITH STOPCOCK

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Gas inlet tubes, with fine control PTFE needle stopcock.

Picture



Technical Information

Ref.	Ø Hose (MM)	Tube length (mm)	Joint
0100252611	10-11	250	14/23
0100252621	10-11	250	19/26
0100252641	10-11	250	29/32