

## Información general

Nombre de producto: REACTORES CILÍNDRICOS FONDO PLANO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Cilíndricos; sin graduar.

## Fotografía



## Datos técnicos

| Ref.       | Ø Ext. Reactor (mm) | Ø Int. Reactor (mm) | Capacidad (ML) | Altura Total (mm) | DN Boca |
|------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------|
| 0100802004 | 65                  | 60                  | 100            | 75                | 60      |
| 0100802006 | 65                  | 60                  | 250            | 130               | 60      |

## Ficha de producto

| Ref.       | Ø Ext. Reactor (mm) | Ø Int. Reactor (mm) | Capacidad (ML) | Altura Total (mm) | DN Boca |
|------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------|
| 0100802008 | 65                  | 60                  | 500            | 230               | 60      |
| 0100802012 | 105                 | 99                  | 250            | 130               | 100     |
| 0100802014 | 105                 | 99                  | 500            | 150               | 100     |
| 0100802016 | 105                 | 99                  | 1000           | 200               | 100     |
| 0100802018 | 105                 | 99                  | 2000           | 330               | 100     |
| 0100802020 | 160                 | 150                 | 3000           | 300               | 100     |
| 0100802022 | 160                 | 150                 | 4000           | 350               | 100     |
| 0100802023 | 160                 | 150                 | 5000           | 360               | 100     |
| 0100802024 | 160                 | 150                 | 2000           | 200               | 150     |
| 0100802026 | 160                 | 150                 | 3000           | 250               | 150     |
| 0100802028 | 160                 | 150                 | 4000           | 350               | 150     |
| 0100802030 | 160                 | 150                 | 5000           | 350               | 150     |
| 0100802032 | 160                 | 150                 | 6000           | 380               | 150     |
| 0100802034 | 250                 | 240                 | 10000          | 410               | 150     |

## General Information

**Product name:** CYLINDRICAL REACTION VESSELS, FLAT BOTTOM

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

## Picture



## Technical Information

| Ref.       | Vessel Outer Ø (mm) | Vessel Inner Ø (mm) | Capacity (ML) | Total Height (mm) | Laboratory Flange DN |
|------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 0100802004 | 65                  | 60                  | 100 ML        | 75                | 60                   |
| 0100802006 | 65                  | 60                  | 250 ML        | 130               | 60                   |
| 0100802008 | 65                  | 60                  | 500           | 230               | 60                   |

## Product datasheet

| Ref.       | Vessel Outer $\varnothing$<br>(mm) | Vessel Inner $\varnothing$<br>(mm) | Capacity<br>(ML) | Total Height<br>(mm) | Laboratory<br>Flange DN |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 0100802012 | 105                                | 99                                 | 250 ML           | 130                  | 100                     |
| 0100802014 | 105                                | 99                                 | 500              | 150                  | 100                     |
| 0100802016 | 105                                | 99                                 | 1000 ML          | 200                  | 100                     |
| 0100802018 | 105                                | 99                                 | 2000 ML          | 330                  | 100                     |
| 0100802020 | 160                                | 150                                | 3000 ML          | 300                  | 100                     |
| 0100802022 | 160                                | 150                                | 4000             | 350                  | 100                     |
| 0100802023 | 160                                | 150                                | 5000             | 360                  | 100                     |
| 0100802024 | 160                                | 150                                | 2000 ML          | 200                  | 150                     |
| 0100802026 | 160                                | 150                                | 3000 ML          | 250                  | 150                     |
| 0100802028 | 160                                | 150                                | 4000             | 350                  | 150                     |
| 0100802030 | 160                                | 150                                | 5000             | 350                  | 150                     |
| 0100802032 | 160                                | 150                                | 6000             | 380                  | 150                     |
| 0100802034 | 250                                | 240                                | 10000            | 410                  | 150                     |

